



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар **ML 12**

ISO 15189:2022 (MNS ISO 15189:2024)
стандартын шаардлагыг хангасан

“Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв”-ийн

- ~ Төв салбарын эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторийг
- ~ Сэлбэ салбарын эмнэлзүйн лабораторийг

(Хаяг: Төв салбар-Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Цагдаагийн гудамж, өөрийн байр
Сэлбэ салбар-Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, өөрийн байр)

**хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.**

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2021 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2023.12.06

Олгосон огноо: 2026.02.10
Хүчинтэй огноо: 2029.12.05

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

0000377





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2026 оны 02 сарын 10 өдөр

Дугаар А/37

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн эрх ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрүүл мэндийн сорилтын лабораторийн техникийн хорооны 2026 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд зааснаар MNS ISO 15189:2024 стандартын шаардлага хангасан “Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв”-ийн Нэгдсэн лабораторийн тасгийг нэгдүгээр, Сэлбэ салбарыг хоёрдугаар хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2029 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл хугацаагаар итгэмжилсүгэй.

2. “Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв”-тэй гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Мөнхбат)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА



С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

1326010107

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2026 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн
тоот тушаалын 1/3 хавсралт

**“СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ”-ИЙН ТӨВ САЛБАРЫН ЭМНЭЛЗҮЙН
НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН
ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Хавсралт 1

Хуудас 01/03

Сорилтын төрөл	Шинжлэгдэх бүтээгдэхүү, объектын жагсаалт	Тодорхойлох үзүүлэлтүүд	Сорилт туршилтын арга аргачлал, НТББ- ийн жагсаалт
1	2	3	4
Клиник хими	Шээс	Билирубин	Туузан хроматографын арга, фотометрийн арга Шээсний бүрэн автомат анализатор Mindray EU- 5600 Pro
		Уробилиноген	
		Кетон	
		Глюкоз	
		Уураг	
		Нитрит	
		Улаан эс	
		Цагаан эс	
		Хувийн жин	
		PH	
		Өнгө	
		RBCU улаан эс	
		WBCU цагаан эс	
		WBCC бөөгнөрсөн цагаан эс	
		BACT - бактери	
		YST хөрөнгө төст эс	
		SEC хучуур эс	
		CRYS талст	
		HYAC цилиндр	
		UNCC ангилагдаагүй цилиндр	
		MUC салс	
Микробиологи	Арьсан доорхи зөөлөн эдийн арчдас, буглаа, буглааны шингэн, гоожуурын идээ, шархны арчдас	Грам зэрэг нян	Өсгөвөрлөх арга, диск нэвчүүлэх арга Ялган дүйх төхөөрөмж Vitek-2 Compact
		Грам сөрөг нян	
		Мөөгөнцөр	
	Өтгөн	<i>Shigella spp</i>	Диск нэвчүүлэх арга, өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх төхөөрөмж Vitek-2 Compact
		<i>Salmonella spp</i>	
		<i>Campylobacter spp</i>	
		<i>Aeromonas spp</i>	
		<i>Plesiomonas spp</i>	
	Эвэрлэгийн хусам, налихын хусам, нүдний алимны шингэн	<i>E.Coli</i>	Диск нэвчүүлэх арга, өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх төхөөрөмж Vitek-2 Compact
		<i>Haemophilus spp</i>	
		<i>Pseudomonas spp</i>	
		<i>Moraxella spp</i>	
		<i>S.aureus</i>	
		В Цус задлагч стрептококк	
		Грамм сөрөг савханцар	
		<i>S.pneumoniae</i>	

	Тархи нугасны шингэн	В бүлгийн стрептококк	Диск нэвчүүлэх арга, өсгөвөрлөх арга, Грамын арга Ялган дүйх төхөөрөмж Vitek-2 Compact
		<i>Neisseria meningitides</i>	
		<i>Streptococcus pneumoniae</i>	
		<i>Haemophilus influenza</i>	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
		<i>Mycobac. tuberculosis</i>	
		<i>Staph.aureus</i>	
	Хошногоны хуниасны арчдас	<i>E.vermicularis</i>	Бичил харах арга Бичил харуур
	Цус (цусны ариун чанар)	<i>Streptococcus</i>	Диск нэвчүүлэх арга, өсгөвөрлөх арга, Грамын арга Ялган дүйх төхөөрөмж Bact/Alert3D-60, Бичил харуур
		<i>Staphylococcus</i>	
		Грам сөрөг савханцар	
		Грам эерэг кокк	
		Мөөг	
	Бэлгийн замын шарх, эндометрийн арчдас, умайн хүзүүний арчдас, шээсний сүвний арчдас	<i>Trichomonas vaginalis</i>	Бичил харах арга, Граммын арга Бичил харуур
		<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	
		<i>Lactobacillus</i> морфотип	
		<i>Gardnerella</i> болон <i>Bacteroides</i> морфотип	
		<i>Mobiluncus</i> морфотип	
	Өлөн шээс (шээсний ариун чанар)	<i>E.Coli</i>	Өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх төхөөрөмж Vitek-2 Compact
		<i>Pseudomonas spp</i>	
		<i>Proteus spp</i>	
		Грам сөрөг савханцар	
		<i>Klebsella spp</i>	
		<i>S.aureus</i>	
		<i>S.saprophyticus</i>	
		<i>Candida</i>	
		<i>N.gonnorrhoea</i>	
		<i>S.Typhi, S.paratyphi</i>	
	Цэр, цэрний идээ, хатгалтын шингэн, өтгөн, шээс, салс	<i>M.Tuberculosis</i>	Бичил харах арга Флуоресцент микроскоп Primo Star iLed
	Хамар залгиурын арчдас	MRSA	Өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх төхөөрөмж Vitek-2 Compact
	Хөөмийн арчдас	<i>Streptococcus</i>	
Иммунологи	Ийлдэс, бүхэл цус /EDTA/	HBsAg	Иммухроматографийн хурдавчилсан арга
		anti-HCV	Иммухроматографийн хурдавчилсан арга
	Ийлдэс	<i>Syphilis</i> эсрэг бие	Хурдавчилсан арга
		Антистрептолизин О	Наалдуулах түргэвчилсэн арга
		Ц урвалж уураг	Наалдуулах түргэвчилсэн арга
		Ревматойд фактор	Наалдуулах түргэвчилсэн арга
		HIV эсрэг бие	Иммухроматографийн хурдавчилсан арга
		<i>Syphilis</i> регион эсрэг бие RPR	Трепонемийн бус арга
		<i>Syphilis</i> эсрэг бие TRHA	Шууд бус наалдуулах

			арга
Молекул биологи	Шээс, үтрээний арчдас	<i>Chlamydia trachomatis</i>	Бодит хугацааны ПГУ- ын арга Нуклейн хүчил ялгагч Auto-Pure32A Бодит хугацааны ПГУ-ын олшруулагч машин BIO- RAD CFX96 DxORM
		<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	
		<i>Mycoplasma genitalium</i>	
		<i>Mycoplasma hominis</i>	
		<i>Ureaplasma urealyticum</i>	
		<i>Ureaplasma parvum</i>	
		<i>Trichomonas vaginalis</i>	
	Цэр, цэрний идээ, хатгалтын шингэн	<i>M. Tuberculosis</i>	Бодит хугацааны ПГУ-ын арга GeneXpert, Cepheid
Цитологи	Умайн хүзүүний эсийн наац	Хавдарын эс <i>IHSIL, CIS, SCC, AIS Adenocarcinoma</i>	Бичил харах арга Бичил харуур CX21LEDFS1
		Хавдарын бус эмгэг өөрчлөлт /хавдрын урьдал/	
Цус бүлэгнэлт	Сийвэн (3,2% sodium citrate)	Протромбины хугацаа	Бүлэгнүүлэх арга Maccura H2600
		Идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа	
		Тромбины хугацаа	
		Фибриноген	
Иммуно- гематологи	Бүхэл цус /EDTA/	Цусны бүлэг, резус бүлэг ABO, Rh эерэг, Rh сөрөг	Наалдуулах урвалын арга

-----o.O.o.-----

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2026 оны 02 дугаар сарын 10 ны өдрийн
тоот тушаалын 133 хавсралт



**“СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ”-ИЙН СЭЛБЭ САЛБАРЫН
ЭМНЭЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН
ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Хавсралт 2

Хуудас 01/04

Сорилтын төрөл	Шинжлэгдэх бүтээгдэхүүн, оъектын жагсаалт	Тодорхойлох үзүүлэлтүүд	Сорилт туршилтын арга аргачлал, НТББ-ийн жагсаалт
1	2	3	4
Гематологи	Бүхэл цус /ЭДТА/	RBC- улаан эс HCT- гематокрит MCV- улаан эсийн дундаж эзэлхүүн RDW-CV- улаан эсийн тархалтын өргөн (хэлбэлзлийн коэффициент) RDW-SD- улаан эсийн тархалтын өргөн (стандарт хазайлт) HGB- гемоглобин MCH- улаан эсэд агуулагдах гемоглобины дундаж MCHC- улаан эсэд ноогдох гемоглобины дундаж концентраци PLT- ялтас эс PLT-I PLT-H MPV- ялтас эсийн дундаж эзэлхүүн PCT- ялтас эсийн цусны нийт эсэд эзлэх хувь PDW- ялтас эсийн тархалтын өргөн NRBC# тоогоор NRBC% хувиар WBC- цагаан эс NEU%- нейтрофилийн хувь LYM%- Лимфоцитийн хувь MON%- Моноцитийн хувь EOS%- Эозинофилийн хувь BAS%- Базофилийн хувь NEU# - нейтрофилийн тоо LYM# - лимфоцитийн тоо MON# - моноцитийн тоо EOS# - эозинофилийн тоо	Спектрофотометрийн арга, урсгал цитометрийн арга Гематологийн бүрэн автомат анализатор Mindray BC-780

		<i>BAS#</i> - базофилийн тоо	
Клиник хими	Шээс	Билирубин	Туузан хроматографын арга, фотометрийн арга Шээсний бүрэн автомат анализатор Mindray EU-5600
		Уробилиноген	
		Кетон	
		Глюкоз	
		Уураг	
		Нитрит	
		Улаан эс	
		Цагаан эс	
		Хувийн жин	
		<i>PH</i>	
		Өнгө	
		RBCU улаан эс	
		WBCU цагаан эс	
		WBCC бөөгнөрсөн цагаан эс	
		БАСТ - бактери	
		YST хөрөнгө төст эс	
		SEC хучуур эс	
		CRYS талст	
		HYAC цилиндр	
		UNCC ангилагдаагүй цилиндр	
		MUC салс	
Биохими	Ийлдэс	Альбумин- <i>Albumin</i>	Колориметрийн арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Шүлтлэг фосфатаза- <i>ALP</i>	
		АЛАТ - <i>GPT</i>	Энзимик колориметрийн арга
		Амилаза - <i>AMYL</i>	Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		АсАТ - <i>GOT</i>	
		Антистрептолизин-О - <i>ASO</i>	Иммунотурбидиметрийн арга
		С урвалж уураг - <i>CRP</i>	Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Шууд билирубин - <i>Direct bilirubin</i>	Колориметрийн диазо шинжилгээний арга
		Нийт билирубин - <i>Total bilirubin</i>	Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Кальци - <i>Ca</i>	NM-ВАРТА-тэй холбогдох арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Холестрин - <i>Cholesterol</i>	Колориметрийн арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Креатинин - <i>Creatinine</i>	
		γ- Глутамилтрансфераза - <i>GGT</i>	
		Глюкоз - <i>Glucose</i>	Энзиматик

		ИХ нягтралтай липопротеин - HDL	шинжилгээний арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Бага нягтралтай липопротеин - LDL	
		Лактатдегидрогенеза - LDH	
		Төмөр - Fe	Феррозины шинжилгээний арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Натри, Хлор, Кали - Na, Cl, K	Ион сонгох шинжилгээний арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Фосфор - Phos	Аммони молибдат арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Магни - Mg	Колориметрийн арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Нийт уураг - Total protein	
		Ревматоид фактор - RF	Иммунотурбидиметрийн арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Триглицерид - Triglycerid	Фермент колориметрийн арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Шээсний хүчил - Uric acid	
		Мочевин - Urea	
	Бүхэл цус /EDTA/	Глюкозжсон гемоглобин - HbA1c	Энзимийн фотометрийн арга Биохимийн автомат анализатор Mindray BS-600M
Иммунологи	Ийлдэс, бүхэл цус /EDTA/	HBsAg	Иммухроматографийн хурдавчилсан арга
		anti-HCV	Иммухроматографийн хурдавчилсан арга
		Syphilis эсрэг бие	Хурдавчилсан арга
		Антистрептолизин О	Наалдуулах түргэвчилсэн арга
		Ц урвалж уураг	Наалдуулах түргэвчилсэн арга
		Ревматоид фактор	Наалдуулах түргэвчилсэн арга
		HIV эсрэг бие	Иммухроматографийн хурдавчилсан арга
		Syphilis регион эсрэг бие RPR	Трепонемийн бус арга
		Syphilis эсрэг бие TRHA	Шууд бус наалдуулах арга

Молекул биологи	Цэр, цэрний идээ, хатгалтын шингэн	<i>M. Tuberculosis</i>	Бодит хугацааны ПГУ-ын арга GeneXpert, Cepheid
Цус бүлэгнэлт	Сийвэн (3,2% sodium citrate)	Протромбины хугацаа	Бүлэгнүүлэх арга Бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализатор Mindray C-3100,
		Зориудаар идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа	
		Тромбины хугацаа	
		Фибриноген	
Иммуно- гематологи	Бүхэл цус /EDTA/	Цусны бүлэг, резус бүлэг ABO, Rh эерэг, Rh сөрөг	Наалдуулах урвалын арга
Микробиологи	Хошногоны хуниасны арчдас	<i>E. vermicularis</i>	Бичил харах арга Бичил харуур
	Умайн хүзүүний арчдас, шээсний сүвний арчдас	<i>Trichomonas vaginalis</i>	Бичил харах арга, Граммын арга Бичил харуур
		<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	
		<i>Lactobacillus</i> морфотип	
		<i>Gardnerella</i> болон <i>Bacteroides</i> морфотип	
		<i>Mobiluncus</i> морфотип	

-----o.O.o.-----