



Дугаар ML 17

ISO 15189:2022 (MNS ISO 15189:2024)
стандартын шаардлагыг хангасан

**Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн
эмнэлзүйн эмгэг судлалын нэгдсэн лабораторийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Хуульчдын гудамж, 15160-0019)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.


Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2021 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2021.02.05

Олгосон огноо: 2023.07.03
Хүчинтэй огноо: 2027.07.02

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



0000386





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2026 оны 03 сарын 09 өдөр

Дугаар А/58

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай


Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн эрх ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрүүл мэндийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд зааснаар MNS ISO 15189:2024 стандартын шаардлага хангасан Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн Эмнэлзүйн эмгэг судлалын нэгдсэн лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2027 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл итгэмжилсүгэй.

2. Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Мөнхбат)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэжийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА



С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2026 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн
тоот тушаалын 4 хавсралт



ТТАХНЭ-ийн ЭМНЭЛЗҮЙ, ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН ТАСГИЙН
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хуудас 01/09

Сорилтын төрөл	Шинжлэгдэх бүтээгдэхүүн объектын жагсаалт	Тодорхойлох үзүүлэлт	Сорилт туршилтын арга, аргачлал, НТББ-ийн жагсаалт
1	2	3	4
Биохими	Ийлдэс	Шүлтлэг фосфатаза-ALP	Колорометрийн арга-Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-001
		АЛАТ-GPT	IFCC- фермент колорометрийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-002
		АСАТ-GOT	IFCC- фермент колорометрийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-2-003
		Амилаза- AMY	Фермент колорометрийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-004
		Гамма глутамил-трансфераза GGT	Колорометрийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -005
		Лактатдегидрогеназа LDH	Фермент колорометрийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -006
		Альбумин-Alb	Колорометрийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -007
		Шууд билирубин DBil	IFCC фермент Diazo-ийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -008
		Нийт билирубин -TBil	IFCC фермент Diazo-ийн арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -009
		Капкис-Са	NM-RAPTA-тай холбогдох арга- Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -010
		Холестерин-Chol	Фермент колорометрийн арга - Бүрэн автомат анализатор Cobas 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -011

			ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-017
		Phosphorus-Фосфор	Молибдате UV арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-018
		Total protein-Нийт уураг	Колориметрийн арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -019
		Total protein-Нийт уураг /шээсэнд/	Колориметрийн арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -020
		Total protein-Нийт уураг /ТНШ/	Колориметрийн арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -021
Биохими	Ийлдэс	Triglycerid-Триглицерид	Фермент колориметрийн арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -022
		Uric Acid-Шээсний хүчил	Фермент колориметрийн арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -023
		Urea-Мочевин	Уреазын арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -024
		Potassium-Кали	ISE ион селектив электродын арг Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -025
		NA-Натри	ISE ион селектив электродын арга- Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -026
		CL-Хлор	ISE ион селектив электродын арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -027
		HDL- ИНЛП	Фермент колориметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -028
		LDL-БНЛП	Фермент колориметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -029
		Lipase-Липаза	Фермент колориметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -030
		p-Amilase Нойр булчирхайн амилаза	Фермент колориметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -031
		ASO Антистрептолизин О	Иммунотурбидиметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -032
		CRP С реактив уураг	Иммунотурбидиметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -033
		RF Ревматоид фактор	Иммунотурбидиметрийн арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -034
Биохими	Бүхэл цус	HbA1C Глюкожсон гемоглобин	Стандартын арга Биохими 6000 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I -035
Клиник хими	Шээсэнд	Глюкоз	Хроматографын арга, фотометрийн арга, Клиник хими LabuMat&UreSed аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-036
		Билирубин	
		Кетон	
		Улаан эс	
		Уураг	
		Уробилиноген	

		Цагаан эс	
		Хувийн жин	
		pH	
		Нитрит	
		Аскуротины хүчил	
		Өнгө	
		Булингар	
	Шээсэнд дүрст элемент тодорхойлох	Лейкоцит	Микроскопны арга, Клиник хими LabuMat&UreSed аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.I-037
		Эритроцит	
		Эпителий	
		Гиалин	
		Бактер	
		Давс	
		Цагаан эс бөөгнөрөл	
		Мөөгөнцөр	
		Салс	
		Сперм	
Гематологи	Бүхэл цус /ETDA/	RBC-Цусны улаан эс	Урсгал цитометрийн арга, Гематологи аппарат Sysmex XN550 аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-001 ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-002 ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-003
		WBC-Цусны цагаан эс	
		BAS%-Базофил	
		EOS%-Эозинофил	
		LYM%-Лимфоцит	
		MON%-Моноцит	
		NEU%-Нейтрофил	
		HCT-Гематокрит	
		HGB-Гемаглобин	
		MCH-Улаан эс дэх хемаглобины дундаж	
		MCHC-Улаан эсд ногдох хемаглобины концентраци	
		MCV-Улаан эсийн дундаж эзлэхүүн	
		RDW-CV-Улаан эсийн тархалтын хазайлтын коэффициент	
		RDW-SD-Улаан эсийн тархалтын стандарт хазайлт	
		PLT-Цусны ялтаст эс	
		P-LCR-Том ялтаст эсийн эзлэх хувь	
		PDW-Ялтаст эсийн тархалтын өргөн	
		PCT-Ялтаст эсийн цусан дах эзлэх хувь	
		MPV-Ялтаст эсийн дундаж эзлэхүүн	
Гематологи	Бүхэл цус /ETDA/	Лейкограмм	Микроскопын арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-004
		ESR-УЭТХ	Вестергрений арга

			ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-005
Бүлэгнэлт	Сийвэн /цитрат/	АРТТ - Зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа	Бүлэгнэлтийн арга, StaCompact Max аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-06
		РТ-Протромбины хугацаа	Бүлэгнэлтийн арга, StaCompact Max аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-07
		ТТ-Тромбины хугацаа	Бүлэгнэлтийн арга, StaCompact Max аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-08
		Fib - Фибриноген	Бүлэгнэлтийн арга, StaCompact Max аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-09
Иммуно- гематологи	Бүхэл цус /ETDA/	ABO , Rh -Цусны, Резус бүлэг	Хуруу шилний арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-10
		Цусны хувийн тохироо	Наалдуулах урвалын арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.II-11
Иммунологи	Ийлдэс	HBsAg-Элэгний В вирус гадаргуугын эсрэг төрөгч	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-001
		Anti-HBs- Элэгний В вирусын гадаргуугын эсрэг бие	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-002
		Anti-HCV- Элэгний С вирусын эсрэг бие	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-003
		HIV- Хүний дархлал хомсдлын вирус	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-004
		AFP- Ургын альфа уураг	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-005
Иммунологи	Ийлдэс	PSA- Түрүү булчирхайн өвөрмөц эсрэг төрөгч	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-006
		CEA- Хөврөлийн хавдрын эсрэг төрөгч	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-007
		CA 15-3 Хавдрын эсрэг төрөгч	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-008
		CA 72-4 Хавдрын эсрэг төрөгч	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-009
		CA 125 Хавдрын эсрэг төрөгч	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-010
		FT3 Чөлөөт трийодтиронин даавар	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-011
		PCT Прокальцитонин	Электрохемилюминесценс арга (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-012
		TSH Бамбайн сэдээгч даавар	Электрохемилюминесценс арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-013

		FT4 Чөлөөт тироксин даавар	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-014
		Troponin I Тропонин ай	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-015
		PTH Паратгормон	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-016
		IgE Иммуноглобулин E	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-017
		25-OH Vitamin D Витамин Д	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-018
		Anti-TPO Теройд пероксидазагийн эсрэг бие	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-019
		T3 трийодтиронин даавар	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-020
		T4 тироксин даавар	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-021
		D-Dimer Д-димер	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-022
		NT-proBNP2	Электрохемилюминесценси арга, Maglumi X3 аппарат (ECLIA) ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-023
Серологи	Ийлдэс	HBsAg test	Түргэвчилсэн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-024
		HCV test	Түргэвчилсэн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-020
		HIV test	Түргэвчилсэн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-021
		Syphilis test	Түргэвчилсэн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-022
Серологи	Бүхэл цус	TPHA	Шингэрүүлэлтийн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-023
		RPR	Шингэрүүлэлтийн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.III-024
Микробиологи	Шээс	Эмгэг төрөгч бактери мөөгний антибиотик мэдрэг чанар	Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-01
	Идээ, шархны арчдас		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-02
	Цус		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-03
	Хөөмий		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-04

Микробиологи	Нүдний арчдас	Эмгэг төрөгч агаартан нян Агааргүйтэн нян Мөөгөнцөр	Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-05
	Хамрын арчдас		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-06
	Чихний арчдас		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-07
	Хатгалтын шингэн		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-08
	Өтгөн	Эмгэг төрөгч агаартан нян Агааргүйтэн нян Мөөгөнцөр	Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-09
	Тархи нугасны шингэн		Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-010
Микробиологи	Цэр	Хүчилд тэсвэртэй нян илрүүлэх	Гэрлийн микроскопийн арга, ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-19
	Баас		
	Идээ		
	Шээс		
	Биеийн шингэн		
	Арчдас	Шээс бэлгийн замын халдвар илрүүлэх	Гэрлийн микроскопийн арга, ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-20
	Шулуун гэдэсний арчдас	Хялгасан хорхойн өндөг илрүүлэх	Гэрлийн микроскопийн арга, ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-21
Гистологи	Цэр	Эмгэг төрөгч агаартан нян Агааргүйтэн нян Мөөгөнцөр	Сорьц тарих өсгөвөрлөх арга Ялган дүйх колориметрийн арга Диск диффузийн арга, DL-II аппарат ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-21 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-11 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-12 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-13 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-14 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-15 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-16 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-17 ТТАХНЭ.ШСА3.23.IV-18
	Мэс заслаар авагдсан эд	Үрэвсэлт эмгэг илрүүлэх Хавдрын урьдал эмгэг илрүүлэх Хавдар илрүүлэх	Гематоксиллинд суурилсан уламжлалт будгийн арга, Тусгай будгийн арга, ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-01 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-05 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-06 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-07 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-10 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-11 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-12 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-13 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-14
	Дурангаар авагдсан эд	Үрэвсэлт эмгэг илрүүлэх	Гематоксиллинд суурилсан уламжлалт будгийн арга,

		Хавдрын урьдал эмгэг илрүүлэх Хавдар илрүүлэх	Тусгай будгийн арга, ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-02
Цитологи	Умайн хүзүүний эсийн наац	Хавдрын урьдал эмгэг илрүүлэх, Хорт хавдар илрүүлэх	ПАП будгийн арга ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-03 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-04
	Нарийн зүүний хатгалтаар авсан бамбай булчирхайн эсийн наац	Бамбай булчирхайн хавдрын урьдал эмгэг илрүүлэх, Бамбай булчирхайн хавдар илрүүлэх	ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-08 ТТАХНЭ.ШСА3.23.V-09
Молекул биологи	Шээс бэлгийн замын халдвар илрүүлэх	Андрофлор шинжилгээний зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.01
	Үтрээний арчдас	Фемофлор шинжилгээний зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.02
	Цэр	Антибиотик мэдрэг тэсвэржилтэй ген илрүүлэх шинжилгээ зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.03
	Цус		
	Идээ		
	Шээс		
	Биеийн шингэн	Амьсгалын замын сорьц	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.04
	Бүхэл цус /ETDA/	НСV-Элэгний С вирус тоолох зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.06
		HBV-Элэгний В вирус тоолох зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.07
		HDV-Элэгний Д вирус тоолох зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.08
		Даралт ихсэх удамзүйн ген илрүүлэх шинжилгээ зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.09
	Цэр	Антибиотикийн бактерийг ялган дүйх шинжилгээ зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.10
	Цус		
	Идээ		
	Шээс	Микозоскрин-мөөгөнцөр илрүүлэх шинжилгээ зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.11
	Биеийн шингэн		
	Өтгөнд	Энтерофлор-гэдэсний микроб илрүүлэх шинжилгээ зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.12
	Үтрээний арчдас	Квант 21-папилома вирус илрүүлэх шинжилгээ зааварчилгаа	Бодит хугацааны Полимеразин гинжийн урвалын арга, ДНХ технологи аппарат ТТАХНЭ.А3.23.ШСА3–VI.13

-----o.O.o.-----